

FIȘĂ TEHNICĂ KLINTENSIV GEL DEZINFECTANT

Ediție/Revizie:
01/02

Data ultimei revizii:
23.09.2021

Cod produs:
BIOC005-RO

❖ Avantaje

- ✓ Peste 94% ingrediente biodegradabile
- ✓ Nu lasă senzația de mâini lipicioase
- ✓ Nu pătează, nu decolorează
- ✓ Produs testat dermatologic
- ✓ Acțiune susținută timp de 3 ore după dezinfectarea chirurgicală a tegumentelor
- ✓ Eficiență demonstrată, inclusiv în condiții de murdărie
- ✓ Nu necesită clătire după utilizare

❖ Utilizare

Dezinfectarea igienică și chirurgicală a mâinilor și tegumentelor.

❖ Instrucțiuni de utilizare

Produsul se utilizează ca atare, nu se diluează și nu necesită clătire. Produsul se poate utiliza pe tegumente curate / murdare, iar acesta prezintă acțiune rapidă fiind indicat utilizărilor repetate, datorită compoziției protective.

Pentru igienizare mâinilor/ tegumentelor, prin frecare, se folosește o cantitate suficientă pentru menținerea umedă a acestora timp de 30 secunde (cantitatea de produs utilizată: 3ml). În scopul obținerii unor rezultate bune este indicată îndepărtarea inelelor, unghiilor false, respectiv alte accesorii care împiedică contactul direct al pielii cu produs.

Tehnica de dezinfectare chirurgicală: produsul este poziționat în centrul palmei, se introduc vârful degetelor de la cealaltă mână, apoi produsul este întins pe suprafețele interioare și exterioare ale palmei, zona încheieturilor. Procedura se repetă și pentru cealaltă mână.

Dezinfectarea chirurgicală a mâinilor prin frecare:

- etapa 1: 3ml timp de contact 1 minut
- etapa 2: 3ml timp de contact 2 minute

Produsul este ideal utilizării: în cabinete medicale, clinici, policlinici, spitale, direcții de sănătate publică, zone de triaj pentru pacienți, unități medicale mobile, ambulanțe, spații cu risc de contaminare ridicat.

Tip produs biocid: grupa principală I, PT 1.

❖ Eficacitatea microbiologică

Eficacitate	Concentrație	Timp de contact
✓ În unități sanitare		
Bactericidă EN 1500	100%, 3ml	30 secunde
Bactericidă EN 13727	80%	30 secunde
Fungicidă EN 13624	98%	1 minut

Eficacitate	Concentrație	Timp de contact
✓ În unități sanitare		
Levuricidă EN 13624	98%	1 minut
Bactericidă EN 12791	100%, 2*3ml	3 minute
Micobactericidă / Tuberculocidă EN 14348	97%	1 minut
Virucidă EN 14476	80%	1 minut
Bactericidă EN 13727 (MRSA)	80%	1 minut

❖ Caracteristicile produsului

- Compoziție ingrediente active pentru 100ml produs: 85% v/v Etanol, nr. CAS: 64-17-5; CE: 200-578-6
- Alte ingrediente: agent de gelifiere, factor de protecție tegumentară / agent emolient și hidratant (glicerină), parfum, apă
- Descriere: gel albastru deschis, translucid, cu miros parfumat, specific de alcool
- pH = 7 ±0,5
- Solubil în apă

❖ Informații privind siguranța în utilizare

Se recomandă consultarea și respectarea informațiilor specificate în fișa cu date de securitate a produsului (FDS/ MSDS). Pentru a accesa MSDS produs: solicitați furnizorului, sau consultați pagina web: www.klintensiv.com

Nu utilizați produsul dacă a expirat sau în condiții diferite față de cele recomandate.

❖ Alte informații

Termen de valabilitate produs: 3 ani de la data fabricației, respectiv 3 luni de la deschidere.

Depozitare produs: în recipientul original, la temperaturi pozitive cuprinse între 5 - 30°C.

❖ Informații suplimentare, opinii de specialitate

Consultați pagina web: www.klintensiv.com

Pentru alte detalii privind produsul, modul de utilizare vă rugăm utilizați mail: office@klintensiv.com, telefon: 021/44.81.498

Informațiile referitoare la acest produs sunt actualizate în mod controlat, atunci când este cazul, de aceea trebuie să vă asigurați că utilizați o variantă actualizată.