

FIȘĂ TEHNICĂ KLIN WIPES ȘERVEȚELE DEZINFECTANTE PENTRU SUPRAFEȚE

Ediție/Revizie:
01/01

Data ultimei revizii:
25.06.2021

Cod produs:
BIOC037-RO

❖ Avantaje

- ✓ Utilizarea ușoară cu eficiență ridicată în dezinfectare
- ✓ Special concepute pentru curățarea și dezinfectarea suprafețelor fără riscuri de contaminare
- ✓ Nu necesită dispozitive de aplicare, este gata de utilizare
- ✓ Nu conține coloranți, nu pătează, nu decolorează
- ✓ Eficiență demonstrată, inclusiv în condiții de murdărie
- ✓ Conține agenți tensioactivi cu capacitate bună de curățare și spumare redusă
- ✓ Nu conține: aldehide, fenoli, conservanți, SLES, parabeni

❖ Utilizare

Curățarea și dezinfectarea suprafețelor de diverse tipuri din locațiile de fitness / sport. Produsul se utilizează prin tehnica ștergerii suprafețelor, ca atare.

❖ Instrucțiuni de utilizare

Produsul se utilizează ca atare, nu se diluează, nu necesită clătire sau dispozitiv de aplicare. Produsul se poate utiliza pe suprafețe curate / murdare, iar acesta prezintă acțiune rapidă (omoaă bacteriile și virusurile în 5 minute).

Mod de lucru: se deschide pachetul de șervețele prin zona indicată, se extrage unul / mai multe buc de șervețel și se aplică pe suprafețe prin tehnica ștergerii acestora. Pentru un efect adecvat se recomandă menținerea suprafeței umede timp de minim 5 minute prin ștergere cu șervețele umede din pachet.

Pentru o curățare eficientă este indicată schimbarea șervețelelor dacă se constată că sunt murdare după aplicarea prin ștergere (până rămân albe după fiecare aplicare).

Pentru dezinfecția suprafețelor se folosește o cantitate suficientă necesară curățării și acoperirii totale a acestora (consum acoperire suprafețe curate: 1-2buc/1m²), prin tehnica ștergerii suprafețelor.

Efectul bactericid și virucid este atins după 5 minute de contact direct, după aplicarea produsului.

Produsul este ideal utilizării: pe suprafețele din vestiare, săli de antrenament, echipamente destinate antrenamentelor.

Poate fi aplicat direct pe suprafețe din: plastic, metale (acoperit prin vopsire/ galvanizare, cupru, aluminiu, 314L, 316L, alimentar/ industrial), cauciuc, teflon, silicon, lemn, ceramică, sticlă, pavimente (beton, gresie, lemn, marmură, rășină, linoleum, covoare/ mochete). Produsul poate fi aplicat și pe suprafețe din zona de pregătire și servire a alimentelor, dar nu în contact cu acestea/ pe alimente.

Tip produs biocid: grupa principală I, PT 2.

❖ Eficacitatea microbiologică

Eficacitate	Concentrație	Timp de contact
Bactericidă EN 1276	100%	5 minute
Fungicidă EN 1650	100%	5 minute
Levuricidă EN 1650	100%	5 minute
Virulicidă EN 14476	97%	5 minute

❖ Caracteristicile produsului

- Compoziție ingrediente active pentru 100g produs: 0,34% Clorură de didecildimetilamoniu, nr. CAS: 7173-51-5; CE: 230-525-2 și 0,09% Compuși clorurați cuaternari de amoniu benzil-C12-18-alcildimetil, nr. CAS: 68391-01-5, CE: 269-919-4
- Alte ingrediente: surfactanți nonionici, agent de chelatizare, parfum, apă
- Descriere: lichid incolor, cu miros specific, parfumat
- pH = 10,8 ±0,5
- Solubil în apă

❖ Informații privind siguranța în utilizare

Se recomandă consultarea și respectarea informațiilor specificate în fișa cu date de securitate a produsului (FDS/ MSDS). Pentru a accesa MSDS produs: solicitați furnizorului, sau consultați pagina web: www.klintensiv.com

Nu utilizați produsul dacă a expirat sau în condiții diferite față de cele recomandate.

❖ Alte informații

Termen de valabilitate produs: 3 ani de la data fabricației, respectiv 1 lună de la deschidere (există riscul de uscare a șervețelelor dacă nu se închide bine pachetul după deschidere).

Depozitare produs: în recipientul original, la temperaturi pozitive cuprinse între 5 - 30°C.

❖ Informații suplimentare, opinii de specialitate

Consultați pagina web: www.klintensiv.com

Pentru alte detalii privind produsul, modul de utilizare vă rugăm utilizați mail: office@klintensiv.com, telefon: 021/44.81.498.